

TURVALIIVI VUOTEeseen

Varmistaa turvallisen nukkumisen

Väliaikaiseen käyttöön tarkoitettu sänkyturvaliivi estää levottoman potilaan putoamisen vuoteesta. Liivirakenteen ansiosta potilas voi myös liikkua. Pikalukitus on vuoteen alla ja vyön pituus säädettävissä.

- Koot: M, L ja XL
- Valmistusmateriaali: puuvillatrikoo ja polyesteri
- Vesipesu 60°C, kuivaus ripustamalla
- Valmistettu Suomessa



Sänkyturvaliivi estää potilaan putoamisen, mutta sallii kääntymisen.



RHOMBO-FILL® -TYYNY JÄLLEEN SUOMESSA!

Uskomaton kestävyys, höyhentyynyn mukavuus ja pöyhittävyys

Vaativaan laituskäyttöön suunniteltu Rhombo-Fill edustaa tynnyjen huippulaatua. Se antaa hyvän makuuasennon ja erinomaisen hygieniansa ansiosta on suosittu myös yksityiskodeissa. Rhombo-Fill -tynny valmistetaan kansainvälisesti patentoidusta täytemateriaalista nykyaikaisella tuotantotekniikalla.

– Tyynyn täyte on sauvoiksi leikattua pehmeää polyuretaanivaahtoa – kestävä, ihoystävällistä ja fysiologisesti neutraalia (materiaali on allergisoimaton).

– Polyuretaanin avoin solurakenne auttaa tasaamaan lämpötilaa, se haihduttaa hikoilun kosteutta ja luo siten erittäin miellyttävän mikroilmaston.

- Rhombo-Fill -perustyyntynyt
50 x 60 cm
40 x 60 cm
60 x 80 cm
- Tyynyn päällimateriaali
50% polyesteriä / 50% puuvillaa
- Tyynyt ovat kierrätyskelpoisia, ne on VALMISTETTU YMPÄRISTÖÄ
VARJELLEN ILMAN FREONIA.
- Valmistusprosessit täyttävät ISO-normin 9002
- Tuotteilla on CE-merkintä
- Voidaan pestä laitos- ja kotikoneessa +95°C, kestävä rumpukuivauksen.
Pesussa ei saa käyttää pyykinpehmentysaineita eikä klooria.



Suurennettu kuva
Rhombo-Fill -täytteestä

Rhombo-Fill -tyynyn voi pöyhiä höyhentyynyn tapaan alkuperäiseen kuohkeuteensa. Rhombo-Fill säilyttää muotonsa ja kimmoisuutensa pesusta toiseen, vuodesta vuoteen. Tyyny on kokonaistaloudellinen rakenteensa ansiosta – se kestävä pesuja ryttääntymättä ja menettämättä käyttöominaisuuksiaan.

Saksalainen Lück GmbH aloitti Rhombo-Fill -tynnyjen kehitystyön jo 1970-luvulla ja onnistui luomaan tuotteen, jolla on miljoonia tyytyväisiä käyttäjiä eri puolilla maailmaa.

Lück GmbH:lla on myös mittava valikoima Rhombo-Medical® -tynnyjä asentohoitoon ja muuhun erikoiskäyttöön.

PEHMYT NOSTOLIINA

Varmistaa turvalliset siirrot

Potilaiden nostoihin ja siirtoihin suunniteltu nostoliina. Liinassa on tukevat kahvat ja luistamisen estävä reunarakenne.

- Valmistusmateriaali: Enstex-kangas ja Molton-huopa
- Nostoliina reunassa luistonesto
- Vesipesu 60°C, kuivaus ripustamalla
- Valmistettu Suomessa

PEHMYT TUKIVYÖ

Tukee istuvaa potilasta

Pehmyt tukivyö on hinnaltaan edullinen ratkaisu potilaan tukemiseen ja istumisen turvaamiseen myös suihkutuolissa.




- Valmistusmateriaali: polyesteri / Enstex
- Vesipesu 60°C, kuivaus ripustamalla
- Valmistettu Suomessa

TALUTUS/NOSTOVYÖ

Potilaan siirtoon ja kuntoutukseen

Talutus/nostovyö helpottaa potilaiden siirtoa ja kuljetusta. Soveltuu myös kuntoutuksen apuvälineeksi.

- Valmistusmateriaali: polyesteri
- Vesipesu 60°C, kuivaus ripustamalla
- Valmistettu Suomessa






TUOLITURVAVYÖ GERIATRISEEN TUOLIIN

Huomaamaton apu potilaan asentokorjaukseen



Tuoliturvavyö on tarkoitettu geriatriseen tuoliin ja pyörätuoliin auttamaan potilasta pysymään istuma-asennossa.

- Suomessa kehitetty ja valmistettu
- Parantaa potilaan istumamukavuutta
- Säästää hoitajan aikaa
- Inhimillinen tapa varmistaa istuma-asento
- Nopea asentaa ja kiinnittää pikasolkien ansiosta
- Valmistettu puuvillasta ja polyesteristä
- Voidaan pestä 60 °C
- Väri luonnonvalkoinen



TIESITKÖ, ETTÄ PESTÄVÄN VUODESUOJAN KÄYTÖLLÄ SAIRAALASSA ON VOITU VÄHENTÄÄ INKO-VUOTEEN SIJAUSKERTOJA 50%, PYYKKIKILOJA 30% JA VUODEKUSTANNUKSIA 40%. LUONTOA RASITTAVISTA KERTAKÄYTTÖISISTÄ VUODESUOJISTA ON VOITU LUOPUA KOKONAAN.

PESTÄVÄ VUODESUOJA



Uusi, nopeampi tapa sijoittaa vuode: Patjan päälle sijoitetaan aluslakana. ECOSAFE™ -vuodesuoja asetetaan aluslakanan päälle valkoinen imupuoli ylöspäin. Enää ei tarvita poikkilakanaa, isoa vaippaa eikä nostolakanaa!



Uuden sukupolven synteettisestä kuidusta valmistettu ECOSAFE™ -vuodesuoja säästää keveytensä ja kestävyytensä ansiosta työtä ja pyykkikustannuksia.

ECOSAFE

Pestävä ECOSAFE™ -vuodesuoja

- 2 mallia: perusmalli ja nostosiivekkeellinen (malli S)
- korvaa alusmuovin, poikkilakanan, ison vaipan ja nostolakanan inko-vuoteelta
- pysyy tukevasti aluslakanan päällä
- ei rullaa potilaan alla
- pintakuiva
- ainutlaatuinen laminoitu rakenne
- uuden sukupolven hiostamatonta, synteettistä kuitua
- kestää jopa 300 koti- tai laitospesua
- koko 90 x 74 cm, paino 350 g
- väri valkoinen/sininen

ECOSAFE™ -vuodesuojan puhdistukseen riittää yleensä pesu tavallisella 60°C lyhytohjelmalla.

Tärkeää on ettei sähköisyyden poistamiseen ja tekstiilien pehmentämiseen tarkoitettuja aineita käytetä. Myös kloorivalkaisu on kielletty.


Mikäli desinfektion takia halutaan korkea pesulämpötila, suositellaan korkeintaan:
- pesulämpötila 80°C maks. n. 20 min.
- kuivauslämpötila korkeintaan 70°C, maks. n. 7 min.

Suosittellemme käytettäväksi synteettisiä pesuaineita.

ECOBED OY

TIESITKÖ, ETTÄ PESTÄVÄN VUODESUOJAN KÄYTÖLLÄ SAIRAALASSA ON VOITU VÄHENTÄÄ INKO-VUOTEEN SIJAUSKERTOJA 50%, PYYKKIKILOJA 30% JA VUODEKUSTANNUKSIA 40%. LUONTOA RASITTAVISTA KERTAKÄYTTÖISISTÄ VUODESUOJISTA ON VOITU LUOPUA KOKONAAN.

ECOSAFE™ -PESTÄVÄ VUODESUOJA



– 2 mallia

Ecosafe VAKIO 90 x 74 cm, paino 350g

Ecosafe ISO 110 x 85 cm, paino 465g

- korvaa alusmuovin, poikkilakanan, ison vaipan ja nostolakanan inko-vuoteelta
- pysyy tukevasti aluslakanan päällä
- ei rullaa potilaan alla
- pintakuiva
- ainutlaatuinen laminoitu rakenne
- uuden sukupolven hiostamatonta, synteettistä kuitua
- kestää jopa 300 koti- tai laitospesua
- väri valkoinen/sininen



Uusi, nopeampi tapa sijata vuode: Patjan päälle sijataan aluslakana. ECOSAFE™-vuodesuoja asetetaan aluslakanan päälle valkoinen imupuoli ylöspäin. Enää ei tarvita poikkilakanaa, isoa vaippaa eikä nostolakanaa!

Uuden sukupolven synteettisestä kuidusta valmistettu ECOSAFE™-vuodesuoja säästää keveytensä ja kestävyytensä ansiosta työtä ja pyykkikustannuksia.

ECOSAFE™-vuodesuojan puhdistukseen riittää yleensä pesu tavallisella 60°C lyhyt-ohjelmalla

Tärkeää on ettei sähköisyyden poistamiseen ja tekstiilien pehmentämiseen tarkoitettuja aineita käytetä. Myös kloorivalkaisu on kielletty.

Mikäli desinfektion takia halutaan korkea pesulämpötila, suositellaan korkeintaan:

- pesulämpötila 80°C maks. n. 20 min.
- kuivauslämpötila korkeintaan 70°C, maks. n. 7 min.

Suosittellemme käytettäväksi synteettisiä pesuaineita.

ECOBED OY

Pestävä ECOSAFE-vuodesuoja

Uusi nopeampi tapa sijoittaa inko-kuusi: patjan päälle aluslakana, ECOSAFE-vuodesuoja aluslakanan päälle imupuoli ylöspäin. Ei enää poikkilakanaa, isoa vaippaa tai nostolakanaa!

Helppo pestä, kevyt käyttää. ECOSAFE-vuodesuojan puhdistukseen riittää yleensä pesu tavallisella 60°C -lyhytohjelmalla, max. lämpötila 80°C.



ECOSAFE-vuodesuojien koot:

- 90 x 74 cm / paino 350 g
- 110 x 85 / paino 465 g



ECOSAFE™-vuodesuojissa on ainutlaatuinen laminoitu rakenne.

ECOSAFE

Ammattilaisten suosittama!

- korvaa alusmuovin, poikkilakanan, ison vaipan ja nostolakanan inko-vuoteelta
- pysyy tukevasti aluslakanan päällä
- ei rullaa potilaan alla

ECOBED OY

Pestävä ECOSAFE-vuodesuoja

Uusi nopeampi tapa sijata inko-vuode: patjan päälle aluslakana, ECOSAFE-vuodesuoja aluslakanan päälle imupuoli ylöspäin. Ei enää poikkilakanaa, isoa vaippaa tai nostolakanaa!

Helppo pestä, kevyt käyttää. ECOSAFE-vuodesuojan puhdistukseen riittää yleensä pesu tavallisella 60°C -lyhytohjelmalla, maksimilämpötila 80°C.

ECOSAFE-vuodesuojien koot: 90 x 74 cm / paino 350 g ja 110 x 85 / paino 465 g

- korvaa alusmuovin, poikkilakanan, ison vaipan ja nostolakanan inko-vuoteelta
- pysyy tukevasti aluslakanan päällä
- ei rullaa potilaan alla

ECOBED OY



Ammattilaisten suosittalema!

